

TEPE SPAZZOLINO PER DENTIERA

Marchio: -
Codice Min.: 935417105
Link: [clicca qui per acquistare](#)



TePe DENTURE BRUSH Descrizione Filamenti forti ed extra lunghi che garantiscono un buon accesso e una pulizia efficiente senza causare danni. L'impugnatura può essere piegata all'indietro per ottenere una presa migliore. Il design è simile a quello di un normale spazzolino. Modalità d'uso Come piegare l'impugnatura dello spazzolino per protesi dentarie: 1. Scaldare il collo dello spazzolino per protesi dentarie sotto l'acqua corrente calda. 2. Piegarlo all'indietro secondo l'angolazione desiderata. 3. Raffreddare sotto l'acqua corrente fredda. Durante la pulizia, impugnare lo spazzolino appoggiando il pollice contro la testina dello spazzolino. Cod. 422300