

ALUNEB KIT SOLUZIONE IPERTONICA 3% 20 FLACONCINI + MAD NASALATOMIZZATORE

Marchio: -
Codice Min.: 935569640
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Aluneb kit 20 flaconcini + MAD Nasal Aluneb iper è una soluzione salina ipertonica al 3% da nebulizzare mediante aerosol, doccia nasale e MAD Nasal, a base di acido ialuronico ad alto peso molecolare e xilitolo con azione decongestionante e fluidificante sulle mucose nasali. Particolarmente indicato per la pulizia delle fosse nasali soprattutto in caso di raffreddori, riniti allergiche, sinusiti e tutti gli stati di congestione delle mucose nasali. Per aerosol terapia. L'acido ialuronico

nebulizzato idrata e facilita la rimozione di muco e allergeni dalle alte vie respiratorie. Può risultare utile nel coadiuvare la regolazione della clearance mucociliare alleviando tutti quei sintomi legati a fattori infiammatori, allergenici e ambientali. MAD Nasal è un dispositivo medico, senza ago, per la nebulizzazione di soluzioni topiche per via nasale. Permette di effettuare trattamenti topici delle cavità nasali e sinusali, e consente la somministrazione rapida della soluzione Aluneb tramite nebulizzazione in particelle di grandezza di 30-100 micron di diametro ideali per la terapia delle vie aeree superiori. MAD Nasal è un dispositivo utilizzato, in ambito pre-ospedaliero e pronto soccorso, per la somministrazione di anestetici, anticonvulsivi e antidolorifici per via intranasale. Grazie al suo adattatore conico morbido garantisce la tenuta sulla narice e si adatta in modo ergonomico alle narici di adulti e bambini. Il sondino malleabile consente un posizionamento a 180° dell'adattatore conico. Indicazioni Libera il naso dal muco favorendo l'eliminazione delle eccessive secrezioni nasali. Afezioni rinofaringee caratterizzate da congestione ed alterazione della clearance mucociliare. Idrata le vie respiratorie e stimola la clearance mucociliare. Facilita la respirazione, la poppata e il sonno dei lattanti. In aerosol terapia può essere utilizzato per diluire i farmaci. Modalità d'uso Lavarsi le mani prima e dopo l'uso del dispositivo medico. Flettere il flaconcino monodose nelle due direzioni e staccarlo dalla striscia cui è saldato. Aprire il flaconcino monodose ruotando l'aletta. Versare il contenuto del flaconcino nell'ampolla del nebulizzatore o nella siringa del MAD Nasal come da istruzioni per l'uso del MAD Nasal. Bambini a partire da 1 anno e adulti: nebulizzare 1-2 flaconcini 2-3 volte al giorno con nebulizzatore pneumatico e ampolla tradizionale. Lattanti sotto 1 anno di età: instillare alcune gocce nelle narici prima della poppata o prima di dormire. Per MAD Nasal e doccia nasale: Bambini a partire da 1 anno: 1-2 lavaggi per narice, 1-2 volte al giorno. Adulti: 2-4 lavaggi per narice, 2-3 volte al giorno. La durata d'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi. Se necessario può essere somministrato, attraverso la doccia nasale o MAD Nasal per un periodo prolungato. Ingredienti Soluzione ipertonica, acido ialuronico ad alto peso molecolare, xilitolo, acqua di mare. Non contiene conservanti. Avvertenze Dispositivo medico CE Formato Contenuto della

confezione: - 20 flaconcini da 5 ml di Aluneb iper - 1 dispositivo per l'atomizzazione nasale MAD Nasal,
1 siringa Luer Lock da 3 ml. (Cod.) 024200