

CATETERE URINARIO MONOUSO AUTOLUBRIFICANTE IDROFILO CON SOLUZIONE SALINA LOFRIC ORIGO CH12 UOMO NELATON 40CM 30 PEZZI

Marchio: DENTSPLY SIRONA
Codice Min.: 930585688
Link: [clicca qui per acquistare](#)



LoFric Origo Descrizione Catetere urinario monouso per il cateterismo intermittente. Catetere urinario idrofilo monouso autolubrificante con soluzione salina sterile (acqua, cloruro di sodio) integrata nella confezione. L'idratazione del catetere avviene in ambiente sterile. La superficie del catetere è realizzata con la Urotonic Surface Technology: la combinazione tra il polivinilpirrolidone (PVP) e la soluzione salina (acqua e cloruro di sodio), rende il rivestimento del catetere LoFric Origo isotonico con l'urina, dopo l'attivazione. Il confezionamento di ogni singolo prodotto consente una presa salda senza diretto contatto con il corpo del catetere:

- apertura dall'etichetta adesiva, - presenza di una specifica impugnatura sterile, chiamata "GRIP", che può scorrere lungo il corpo del catetere,

facilita sia l'inserimento che la successiva estrazione del catetere (impugnatura sterile per metodica "NO-TOUCH"), - la stessa confezione può essere utilizzata per uno smaltimento igienico e totalmente discreto del catetere dopo l'uso. Vantaggi: - Apertura semplice e intuitiva. - Etichetta adesiva per appendere la confezione ad una qualsiasi superficie asciutta e pulita. - Attivazione immediata: la Urotonic[®] Surface Technology riduce l'attrito durante il cateterismo, assicura comfort e riduce i rischi di complicanze nel lungo periodo. - Presenza di una specifica impugnatura sterile scorrevole, denominata "GRIP" che facilita sia l'inserimento che la successiva estrazione del catetere (impugnatura sterile per metodica "NO- TOUCH"). - Fori laterali di drenaggio atraumatici per un miglior comfort. - Confezione ripiegabile in formato tascabile per garantire discrezione. - La confezione consente di effettuare lo smaltimento nella massima discrezione. - PVC FREE: il POBE, elastomero a base di poliolefine, ha un basso impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. - DEHP free: nessun rischio di perdita di agenti plastificanti. - LATEX free: nessun rischio di reazione allergica al lattice. Avvertenze Il catetere LoFric Origo è monouso. Una volta usato l'esclusivo rivestimento superficiale si deteriora e il catetere non è più sterile. I rischi associati al riutilizzo possono essere: maggiore aderenza, dolore, sanguinamento, infezioni delle vie urinarie e a lungo termine stenosi e epididimiti. Conservazione Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Formato Confezionamento primario: blister singolo costituito da: Parte superiore: foglio di polietilentereftalato (PETP) e polietilene lineare a bassa densità (LLDPE). Parte inferiore: poliolefine. Confezionamento secondario: 30 cateteri per scatola paziente. Disponibile in vari diametri: CH06 (lunghezza 20 cm, Nelaton); CH08 (lunghezza 30 cm, Nelaton); CH10 (lunghezza 30 cm, Nelaton); CH12 (lunghezza 30 cm, Nelaton); CH10 (lunghezza 40 cm, Nelaton); CH12 (lunghezza 40 cm, Nelaton); CH14 (lunghezza 40 cm, Nelaton); CH16 (lunghezza 40 cm, Nelaton); CH18 (lunghezza 40

cm, Nelaton); CH10 (lunghezza 40 cm, Tiemann); CH12 (lunghezza 40 cm, Tiemann); CH14 (lunghezza 40 cm, Tiemann); CH16 (lunghezza 40 cm, Tiemann); CH18 (lunghezza 40 cm, Tiemann). Cod. 4410630 Cod. 4420830 Cod. 4421030 Cod. 4421230 Cod. 4431030 Cod. 4431230 Cod. 4431430 Cod. 4431630 Cod. 4431830 Cod. 4441030 Cod. 4441230 Cod. 4441430 Cod. 4441630 Cod. 4441830