

GEL PER ULTRASUONI 250 ML

Marchio: -
Codice Min.: 930244847
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Gel per Ultrasuoni GEL CONDUTTORE PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI Modalità d'uso Applicare direttamente sulla parte da trattare o sull'area diagnostica. La quantità dipende dalla superficie d'interesse terapeutico o diagnostico. Può essere rimosso con un semplice panno o con una salvietta di carta. Caratteristiche Gel idrosolubile, non unge, non irrita, la pelle, non contiene sostanze abrasive e non danneggia i trasduttori ad ultrasuoni delle apparecchiature. Viene facilmente diffuso in maniera uniforme ed è un efficiente mezzo di accoppiamento tra il trasduttore ad ultrasuoni e la cute. Dispositivo Medico CE. Avvertenze Gel a base acquosa. Una minima pressione sul trasduttore è sufficiente per mantenere il contatto. Una pressione eccessiva potrebbe rimuovere meccanicamente Cogel®

ultrasuoni dall'area di contatto. Componenti Aqua; propylene glicol; sodium carbomer; disodium edta; methylparaben. Formato Flacone da 250 ml