

PLACCA CON ADESIVO FLANGIA FLOTTANTE 45MM RITAGLIABILE 13-325 PEZZI CONFORM2 HOLLISTER

Marchio: HOLLISTER
Codice Min.: 904436033
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Conform 2 Placca con bordo adesivo Descrizione Dispositivo medico indicato per colostomia, ileostomia e urostomia. Sistema a due pezzi da utilizzare con le sacche Conform 2. Placca quadrata ad angoli arrotondati, massima flessibilità e adattabilità ai contorni del corpo, a vantaggio del comfort e dell'aderenza, contro il rischio di infiltrazioni. Ritagliabile da 13 mm, maggiore adattabilità alle stomie irregolari. Barriera protettiva autoportante a spessore differenziato, estremamente flessibile, con spessore decrescente dal centro ai bordi. Idrocolloide FlexWear, alta resistenza per una maggiore durata in uso, resistenza all'erosione, mantiene la forma anche in presenza di fluidi e garantisce la massima protezione in zona peristomale. Adesivo sintetico Hollister presente su

due lati, facilita l'applicazione, assicura immediata adesione e migliora la sicurezza in uso. Pellicola di protezione trasparente con linguetta e guida al ritaglio, per facilitare l'ispezione dell'idrocolloide, la preparazione e l'applicazione. Flangia flottante (brevetto Hollister Incorporated) con meccanismo di aggancio Center Point Lock, studiato per consentire l'applicazione atraumatica senza pressione sull'addome, rende meno rigido e più confortevole il sistema sacca-placca. Ultra sottile consente la massima libertà di movimento. Un "Clic" che conferma a chiusura del meccanismo di aggancio garantisce assoluta sicurezza. Cod. Art. Descrizione Misura placca (mm) Misura flangia (mm)
33500 CONFORM 2 CON ADESIVO 13-2035 34500 CONFORM 2 CON ADESIVO 13-3045
35500 CONFORM 2 CON ADESIVO 13-4055 37500 CONFORM 2 CON ADESIVO 13-5570
38500 CONFORM 2 CON ADESIVO 13-89102

Composizione La placca è così composta nelle sue parti:
- Idrocolloide FlexWear in PIB, CMC, pectina e microfibre; - Flangia in PE con supporto (flottante) in Saranex; - Pellicola di protezione; - Adesivo di sintesi Hollister; - Film polimerico di supporto dell'idrocolloide. Privo di lattice, DEHP, DBP e BBP. Modalità d'uso Si consiglia di tenere la placca in sede da 2 a 7 giorni. Avvertenze Non sono presenti controindicazioni note all'utilizzo di questo dispositivo. Non necessita di particolari protocolli di smaltimento. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Il prodotto ha validità 5 anni dalla data di produzione, la scadenza è indicata sulla confezione. Formato Scatola in cartone da 5 pezzi con istruzioni per l'uso in italiano. Cod. 34500