

## SACCA PER ILEOSTOMIA SENSURA MIO 430 CLICK APERTA CON APERTURA ISPEZIONABILE HIDE-AWAY SISTEMA A 2 PEZZI MAXI FLANGIA 60MM 30 PEZZI

**Marchio:** COLOPLAST  
**Codice Min.:** 924931975  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



SenSura Mio Click Dispositivo medico CE, classe I, non sterile. Sacca a due pezzi indicata nella raccolta delle deiezioni dei soggetti portatori di ileostomia. La sacca è a fondo aperto con sistema brevettato Hideaway. La sacca è disponibile in due diversi formati: midi e maxi. È disponibile in due tipologie: trasparente o con apertura ispezionabile. - La sacca in versione ispezionabile è in tessuto &Ouml;kotex. Presenta un'apertura al di sotto della quale si ha un film trasparente che permette di visionare lo stoma. Il retro è in tessuto. Il colore della sacca è innovativo e discreto, appositamente studiato per non essere visibile sotto ad indumenti. Le sacche trasparenti consentono una visibilità completa del contenuto nella parte anteriore, mentre posteriormente sono ricoperte di tessuto per

maggiore comfort a contatto con la cute. - Il sistema di chiusura Hideaway permette di ripiegare la chiusura su sé stessa e fermarla con le due alette laterali e su un punto di velcro posizionato al di sotto del tessuto. Questo garantisce massima discrezione della sacca che vede ridotte le sue dimensioni. - Il sistema di aggancio Click è studiato per garantire protezione e sicurezza. Ha il pulsante di apertura rivolto verso l'addome in modo da evitare aperture involontarie. L'innovativa forma ad onde dell'aggancio permette di ottenere più flessibilità da parte del sistema meccanico. Caratteristiche

Tipo	Codice Commerciale	Flangia	Capacità	Codice CND	Codice ISO	Codice GMDN
SenSura Mio Click Midi sacca aperta con apertura ispezionabile	1143140	mm340	mlA10020309.18.05.01231076			
SenSura Mio Click Maxi sacca aperta con apertura ispezionabile	1143240	mm550	mlA10020309.18.05.01231076			
SenSura Mio Click Maxi sacca aperta trasparente	1143340	mm550	mlA10020309.18.05.01231076			
SenSura Mio Click Midi sacca aperta con apertura ispezionabile	1144250	mm340	mlA10020309.18.05.01231076			
SenSura Mio Click Maxi sacca aperta con apertura ispezionabile	1144350	mm550	mlA10020309.18.05.01231076			
SenSura Mio Click Maxi sacca aperta trasparente	1144450	mm550	mlA10020309.18.05.01231076			
SenSura Mio Click Midi sacca aperta con apertura ispezionabile	1145160	mm340	mlA10020309.18.05.01231076			
SenSura Mio Click Maxi sacca aperta con apertura ispezionabile	1145260	mm550	mlA10020309.18.05.01231076			
SenSura Mio Click Maxi Trasp. sacca aperta	1145360	mm550	mlA10020309.18.05.01231076			
SenSura Mio Click Maxi sacca aperta con apertura ispezionabile	1145670	mm550	mlA10020309.18.05.01231076			

Conservazione Si raccomanda di conservare il prodotto nella confezione originale intatta al riparo dalla luce e dall'umidità, ad una temperatura costante compresa tra 15° ed i 30°C. Formato Scatola da 30 pezzi.