

## SOLUZIONE OFTALMICA OFTAIAL PLUS ACIDO IALURONICO 0,4% E TAURINA 15 FLACONCINI RICHIUDIBILI DA 0,6 ML

**Marchio:** OFTAIAL  
**Codice Min.:** 935952945  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Oftaial Plus Descrizione Soluzione ipotonica destinata all'instillazione sulla superficie oculare o sulle lenti a contatto, in particolar modo in presenza della sintomatologia da "occhio secco". Grazie all'alto contenuto di sodio ialuronato (0,4%) ed alla presenza di sali come magnesio e potassio, Oftaial Plus umidifica e lubrifica la superficie oculare e riduce il rischio di instabilità del film lacrimale. Inoltre, la peculiarità della composizione di Oftaial Plus consiste nella presenza di taurina, l'amminoacido fisiologicamente più abbondante nel fluido lacrimale ed in generale in tutti i tessuti del segmento anteriore dell'occhio. Pertanto Oftaial Plus, pur non avendo un effetto farmacologico, protegge l'epitelio corneale dai possibili danni causati da particolari condizioni che possono provocare l'insorgenza del cosiddetto "occhio secco", come ad esempio: - condizioni climatiche e ambientali

avverse quali vento, freddo, sole, salsedine, aria condizionata, fumo, smog o polveri sottili - condizioni particolari di stress oftalmico dovuto all'uso di lenti a contatto o a prolungato lavoro ai videoterminali o al microscopio. L'azione lubrificante è utile altresì quando, in particolari condizioni fisiche o a seguito dell'assunzione di alcuni farmaci, si riduce la lacrimazione come ad esempio in menopausa e durante la cura del diabete. Inoltre, nei portatori di lenti a contatto, Oftaial Plus permette di lubrificare ed idratare la lente stessa per facilitarne l'applicazione o la rimozione, contribuendo ad una sensazione di confort durante la giornata. Modalità d'uso Oftaial Plus dovrebbe essere dosato individualmente secondo il proprio stato ed in base alle raccomandazioni del proprio medico oculista. In generale, instillare 1-2 gocce della soluzione nel sacco congiuntivale di ciascun occhio al momento del bisogno, anche più volte al giorno. Per l'impiego sulle lenti a contatto: instillare una goccia su ogni lente al momento dell'applicazione o della rimozione. Ripetere in caso di necessità, anche più volte al giorno. Come si applica Oftaial Plus: - staccare un singolo flaconcino dalla strip - per aprire il flaconcino rimuovere l'aletta superiore ruotandola, avendo cura di riporla su una superficie pulita in modo da poterla riutilizzare per la successiva chiusura del flaconcino - instillare 1-2 gocce di Oftaial Plus nel sacco congiuntivale di ciascun occhio, lasciandole cadere dall'alto - richiudere il flaconcino inserendo l'aletta immediatamente dopo l'utilizzo. Composizione 100 ml di soluzione contengono: sodio ialuronato 0,4 g, taurina 0,5 g, sodio cloruro, magnesio cloruro, potassio cloruro, sodio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, acqua per preparazioni iniettabili. Avvertenze Non usare in caso di ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Oftaial Plus è solo per uso esterno. Oftaial Plus non dovrebbe essere impiegato subito prima della somministrazione di medicinali a scopo curativo, e nei dieci minuti dopo l'applicazione di una eventuale terapia farmacologica per via topica. Per ridurre il rischio di contaminazione durante l'uso è opportuno aprire la busta di alluminio solo

in caso di utilizzo immediatamente successivo del prodotto. Ciascun flaconcino deve essere utilizzato da una sola persona. Evitare che la punta del flaconcino venga a contatto diretto con le dita, con l'occhio, con la lente a contatto o con qualsiasi altra superficie. Evitare inoltre che la punta del flaconcino entri a contatto con sporcizia o polvere. In rari casi si è osservato un leggero offuscamento della vista all'instillazione, che è dovuto alla densità della soluzione. Tale sensazione, tuttavia, scompare molto rapidamente. È possibile il verificarsi, in qualche raro caso, di intolleranza (sensazione di bruciore e/o irritazione), comunque priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Si consiglia, comunque, di contattare il proprio medico oculista nel caso del protrarsi dei sintomi. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Non utilizzare la soluzione dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservazione Oftaial Plus deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 2°C e 25°C. Ciascun contenitore è richiudibile, consentendo così somministrazioni ripetute della soluzione che, comunque, essendo priva di conservanti, deve essere utilizzata entro 24 ore dalla prima apertura. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Termine ultimo di conservazione dalla data di produzione, in confezione integra: 24 mesi. Formato Confezione da 15 flaconcini richiudibili da 0,6 ml.