

AFOMILL LUBRIFICANTE GOCCE OCULARI 10 ML

Marchio: AFOMILL
Codice Min.: 980793424
Link: [clicca qui per acquistare](#)



AFOMILL LUBRIFICANTE Descrizione Soluzione oftalmica isotonica tamponata lubrificante. Il sodio ialuronato contenuto, già presente nel vitreo e nel tessuto connettivo, vanta proprietà lubrificante della superficie oculare, prevenendo eventuali irritazioni. Ideale nel trattamento della secchezza oculare in genere (utilizzo di lenti a contatto, uso prolungato di videoterminali, aria inquinata, polvere, età avanzata, terapie farmacologiche: antidepressivi, ansiolitici, ormoni e antistaminici). Ha pH, isotonicità e osmolarità perfettamente compatibili col tessuto oculare e col liquido lacrimale. Modalità d'uso Instillare alcune gocce in ciascun occhio esercitando una lieve pressione sul corpo del flacone. Dopo l'uso richiudere bene il tappo. Non contiene benzalconio cloruro. Può essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto. Afomill Lubrificante può essere utilizzato anche più volte

al giorno. **Composizione** Acido ialuronico sale sodico 0,2%, acqua distillata di camomilla, Phmb 0,0002%, sodio fosfato monobasico monoidratato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio cloruro, EDTA, acqua purificata. **Avvertenze** Il prodotto è indicato solo per uso oftalmico. Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata, né dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Non toccare l'occhio con l'estremità del flacone. Se il prodotto viene utilizzato in modo continuativo per più di trenta giorni, è necessario consultare il medico. Evitare il contatto del beccuccio del flacone con superfici che potrebbero inquinarlo. Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini e non ingerire. **Conservazione** Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra i 5° e i 30°C. Il flacone multidose deve essere utilizzato entro 30 giorni dall'apertura. **Formato** Flacone da 10 ml. **Cod.** 521