

AKNICARE FAST CREAMGEL 30 ML

Marchio: -
Codice Min.: 942982671
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Aknicare fast Descrizione Crema-gel caratterizzata da una rapida azione indirizzata a controllare le lesioni acneiche e l'eccessiva produzione di sebo nelle forme di grado lieve e lieve-moderata. Facilmente assorbita, non lascia sensazioni di untuosità e/o appiccicosità. Indicata nelle forme lievi, lievi-moderate di acne per contrastare la presenza di sebo e di lesioni acneiche quali comedoni, papule e pustole. I dispositivi medici Aknicare Fast esplicano una specifica azione diretta al controllo del microambiente dell'unità pilo-sebacea, contrastando di conseguenza la produzione di sebo e la formazione della lesione acneica. Composizione Trietilcitrato, etil linoleato, onochiolo e GT peptide-10, opportunamente veicolati in forma di cremagel oil free. Modalità d'uso Salvo diversa indicazione medica, utilizzare due volte al giorno, mattino e sera, dopo aver deterso la cute. Avvertenze Non utilizzare in caso di

riconosciuta allergia a uno dei componenti del prodotto. Qualora insorgessero fenomeni irritativi della cute consultare il proprio medico. Evitare il contatto diretto con occhi e mucose. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se il confezionamento risultasse, alla prima apertura, danneggiato. Prima di intraprendere qualsiasi trattamento antiacne è sempre consigliabile consultare il proprio medico o il proprio farmacista. Aknicare Fast è una linea di dispositivi medici destinati ad essere impiegati a scopo di prevenzione, controllo ed attenuazione dei sintomi tipici dell'acne. ConservazioneMantenere il prodotto preferibilmente a temperatura ambiente e comunque non superiore ai 28°C. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Tubo da 30 ml. Cod. E13