

BIOSCALIN NUTRICOLOR PLUS 4 CASTANO CREMA COLORANTE 40 ML +RIVELATORE CREMA 60 ML + SHAMPOO 12 ML + TRATTAMENTO FINALEBALSAMO 12 ML

Marchio: BIOSCALIN
Codice Min.: 981114059
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Bioscalin Nutri COLOR+ 4 CASTANO Descrizione Colorazione permanente che, grazie alla Tecnologia RevoSensyl-Plus e all'eliminazione dei più comuni sensibilizzanti (senza ammoniaca, resorcina, para-fenilediammina, para-toluendiammina, L-naftolo, conservanti, profumo), consente ancora più sicurezza e più tollerabilità a livello di cute, più delicatezza e rispetto della fibra e più performance colore con copertura 100% dei capelli bianchi. Ideale per chi desidera un colore intenso a lunga durata. Testata al nichel, al cromo e al cobalto. Testata su cute sensibile. Modalità d'uso - Per intervenire sulla ricrescita Applicare il prodotto solo alla radice, massaggiandolo bene. Lasciare in posa 30 minuti oppure 40 se la nuance che scelta è Biondo chiaro, Biondo Chiarissimo o Sabbia. Se le lunghezze sono simili al colore scelto, non serve applicare il

prodotto. Se dovessero apparire leggermente opache e sbiadite, applicarlo solo negli ultimi 5-10 minuti di posa. Risciacquare. - Prima volta che si colorano i capelli o sono passati tre mesi dall'ultima colorazione Scegliere la nuance in base alla percentuale di capelli bianchi da coprire. Se è superiore al 50% optare direttamente per il colore che si desidera. Se invece è inferiore al 50%, si consiglia di scegliere una nuance leggermente più chiara rispetto al colore che si vuole ottenere. Applicare il prodotto alla radice, massaggiandolo bene. Massaggiarlo anche sulle lunghezze e poi distribuirlo fino alle punte, con l'aiuto del pettine. Lasciare in posa 30 minuti. Risciacquare. - Se le lunghezze sono molto più chiare rispetto al colore scelto Applicare il prodotto alla radice, massaggiandolo bene. Lasciare in posa 30 minuti. Gli ultimi 20 minuti massaggiare il prodotto anche sulle lunghezze e poi distribuirlo fino alle punte, con l'aiuto del pettine. Risciacquare. Formato 1 tubo di crema colorante 40 ml, 1 flacone attivatore 60 ml, 1 bustina di Shampoo Protettivo colore 12 ml, 1 bustina di Balsamo Protettivo colore 12 ml, foglio di istruzioni con guanti usa e getta.