

BORSELLO PORTA INSULINA

Marchio: -
Codice Min.: 904249291
Link: [clicca qui per acquistare](#)



BORSELLO PORTA INSULINA Descrizione Mini borsa termica per il trasporto di medicinali che devono essere mantenuti a basse temperature, ideali per diabetici. Contiene una gelatina refrigerante. Composizione Mini borsa -Esterno: poliestere 600D con fodera in PVC. -Tasca interna: poliestere 420D con fodera in PVC. -Cerniera: poliestere + chip PET. -Estrattore: in lega di zinco. Gelatina: acqua, glicerina, sodio carbossimetilcellulosa. Modalità d'uso Riporre la gelatina refrigerante in freezer per circa 45 minuti. Estrarre dal freezer ed inserire la gelatina nell'apposita tasca all'interno della mini borsa termica. Una volta rimossa dal congelatore la gelatina mantiene la temperatura per circa 45

minuti. Avvertenze Non ingerire. Non rompere l'involucro. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti. Non sono presenti sostanze tossiche nel materiale di origine. Formato Mini borsa: 17,5x10,5 cm. Gelatina: 9,7x11,7 cm. Cod. FAR 029