

CERAMOL AG GEL 30 ML

Marchio: UNIFARCO
Codice Min.: 977658032
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Ceramol Ag GEL Ristrutturante, lenitivo e antimicrobico Descrizione Gel leggero di facile applicazione utile a favorire la riparazione della barriera cutanea. Supporta inoltre il fisiologico processo di rinnovamento dell'epidermide. Indicato per pelle fragilizzata, piccole abrasioni, ragadi, graffi di animali, lesioni superficiali. L'argento metallico micronizzato (Tecnologia Microsilver BG) garantisce l'attività antimicrobica localizzata, proteggendo gli strati inferiori della cute. Il sistema ha inoltre un'attività lenitiva (acido glicirretico) e idratante (acido ialuronico). L'assenza di profumo rende il gel ideale per pelle intollerante, sensibile e iperreattiva, anche di bambini e anziani. Senza profumo, conservanti e alcool. Testato sotto controllo dermatologico su pelli sensibili. Testato per il nichel, cromo, cobalto. Formulato per minimizzare il rischio di allergie. Componenti attivi: -

Argento metallico micronizzato (Tecnologia Microsilver BG): antimicrobico, ristrutturante, rigenerante. - Acido ialuronico: idratante e filmogeno, favorisce la riparazione della cute. - Acido glicirretico: lenitivo forte. - Squalano protettivo: precursore di lipidi epidermici. Modalità d'uso Applicare il gel 2-3 volte al giorno (o in base alle necessità) sulla zona interessata fino a completa rimarginazione. Componenti Aqua, glycerin, dimethicone, caprylyl methicone, isododecane, dimethicone/PEG-10/15 crosspolymer, isosorbide dicaprylate, dextrin palmitate, polyhydroxystearic acid, sodium chloride, arginine, squalane, dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer, citric acid, dipotassium glycyrrhizate, silver, sodium hyaluronate, silica. *In grassetto sono evidenziati i componenti attivi. Formato Tubo 30 ml. Cod. FCKESG20I