

CETILAR CREMA PER ARTICOLAZIONI MUSCOLI E TENDINI 50 ML

Marchio: CETILAR
Codice Min.: 942774148
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Cetilar Crema Descrizione Crema per articolazioni, muscoli, tendini, al 7,5% di esteri cetilici (CFA). Il massaggio con Cetilar Crema è indicato nel trattamento delle affezioni articolari su base osteoartritica, per migliorare la funzionalità articolare e la capacità di movimento, e per ridurre la sintomatologia dolorosa. È indicato per il massaggio terapeutico. Il massaggio con Cetilar Crema riduce il dolore articolare e muscolo-scheletrico rapidamente; è

utile per il recupero della motilità nei periodi di riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori o traumi articolari. Può essere utile in caso di traumi sportivi alle articolazioni per recuperare il naturale movimento. Dispositivo medico certificato CE. Componenti Acqua depurata, cetil miristato, glicerina, alcool cetilico, gliceril stearato, olio di oliva (*Olea europaea*), glicole butilenico, trigliceride caprilico caprico, olio di albicocca (*Prunus armeniaca*), cera d'api, fenossietanolo, trietanolamina, omopolimero acido acrilico, mentolo, profumo, isopropile miristato, etilesil glicerina, olio di germe di grano (*Triticum vulgare*), perfluoro polimetil isopropil etero, butilidrossitoluolo, vitamina E acetato. Modalità d'uso Applicare 2 volte al giorno sulle parti interessate massaggiando almeno fino a completo assorbimento. Avvertenze Solo per uso esterno. Non ingerire. Il prodotto va applicato solo su cute integra. Evitare il contatto con occhi e bocca, nel caso lavare abbondantemente con acqua. Non utilizzare in caso di accertata ipersensibilità verso i componenti. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Nei bambini di età inferiore ai 12 anni, consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non utilizzare oltre la data di scadenza. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Tubo da 50 ml. Cod. PH47