

COLLUTORIO MUCOSAMIN 250 ML

Marchio: -
Codice Min.: 925856460
Link: [clicca qui per acquistare](#)



MUCOSAMIN COLLUTORIO Coadiuvante nel processo rigenerativo della mucosa orale. Mucosamin collutorio è un dispositivo medico ad azione prevalentemente protettiva delle mucose orali, realizzato in conformità alla Direttiva 93/42/CEE MDD. Il prodotto contiene acido ialuronico, componente principale del tessuto connettivo ed aminoacidi destinati a favorire la formazione del collagene. Mucosamin collutorio, mediante l'azione protettiva esplicata dai componenti, è destinato a coadiuvare il processo rigenerativo della mucosa orale per favorire una veloce guarigione delle aree di ulcerazione e la contemporanea riduzione del dolore. Mucosamin collutorio per le sue proprietà trova specifico impiego in concomitanza con l'inizio della terapia radiologica o chemioterapica al fine di ridurre l'incidenza delle mucositi, nel trattamento di mucositi da radioterapia e chemioterapia, nelle patologie ulcerative del cavo orale

(es. pemfigo, pemfigoide, lichenplanus erosivo), nelle stomatiti aftose ricorrenti, a seguito di interventi chirurgici della lingua e della mucosa orale, nello sindrome della bocca che brucio (burning mouth syndrome). È una soluzione utilizzabile per idratare le mucose orali sulle quali esplica un'azione protettiva. Allevia gli stati irritativi della cavità orale, usualmente causati da mucositi. Riduce la sensibilità agli attacchi esterni coadiuvando il processo di riparazione dei tessuti del cavo orale favorendo al contempo il mantenimento ed il ripristino delle condizioni fisiologiche. Le lesioni del cavo orale sono caratterizzate da eritema ed ulcere ricorrenti della mucosa con dolore urente di varia gravità. Forme di mucosite gravi hanno un pesante impatto sulla qualità di vita e possono compromettere la capacità di tollerare il piano terapeutico programmato. La mucosite orale indotta da radioterapia o chemioterapia è un effetto collaterale frequente in pazienti affetti da cancro. Il danno della mucosa si sviluppa attraverso una fase di iniziazione seguita da una fase di amplificazione del danno: l'esito è una fase di ulcerazione seguita in tempi variabili da una fase di riparazione del tessuto. Mucosamin collutorio, per le sue caratteristiche idratanti e protettive della mucosa orale, è indicato in concomitanza con l'inizio della terapia radiologica o chemioterapica al fine di ridurre l'incidenza delle mucositi. Mucosamin collutorio, nel trattamento delle lesioni di varia eziologia della cavità orale, forma un film che ricopre e protegge la mucosa ulcerata favorendo una più rapida riduzione del dolore e del bruciore. L'acido ialuronico e gli aminoacidi entrano poi in azione nella fase rigenerativa della mucosite e favoriscono la riparazione della mucosa orale. Dopo aver deterso il cavo orale, effettuare degli sciacqui su tutto il cavo orale e sull'area di lesione. È sempre opportuno associare una dieta priva di cibi acidi o piccanti. Modalità d'uso Effettuare tre-quattro applicazioni al giorno, utilizzando 5-10 ml di prodotto e distribuendolo uniformemente per tutta la cavità orale: mantenere in bocca per almeno un minuto. Non sciacquare dopo il trattamento. È possibile effettuare gargarismi per le parti basse della cavità orale. In relazione alla gravità della sintomatologia il prodotto può essere utilizzato puro o diluito. Componenti

Acqua depurata, sodio ialuronato, glicina, L-prolina, L-leucina, L-lisina HCl, metil paraidrossibenzoato, propil paraidrossibenzoato, propilenglicole, polivinilpirrolidone K90, aroma menta liquirizia, saccarina, polisorbato 20, colorante E131 blu patent 85%, EDTA tetrasodico. Avvertenze Prima del trattamento allontanare dall'area ulcerata eventuale materiale estraneo. mediante sciacqui o detersione delicata con garza. Non sospendere eventuali terapie antifungine prescritte. È controindicato in caso di ipersensibilità accertata verso i componenti. Non sono noti fenomeni di sovradosaggio. Non sono noti effetti collaterali. Non sono note interazioni con farmaci e sostanze medicinali. Sebbene non siano noti effetti secondari in caso di gravidanza e allattamento è demandata al medico l'opportunità di prescrivere l'applicazione. Mucosamin collutorio è un prodotto caratterizzato da buona tollerabilità. La scadenza si riferisce al prodotto chiuso e correttamente conservato. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Non sterilizzare. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata verso i componenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di reazioni avverse interrompere il trattamento e consultare il medico. Conservazione Mucosamin collutorio deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 8°C e 30°C. Non conservare in frigo. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dall'umidità e da fonti di calore. Formato Flacone da 250 ml Cod. 837