

EUCLORINA GENGIVE COLLUTORIO 200 ML

Marchio: -
Codice Min.: 981566627
Link: [clicca qui per acquistare](#)

EUCLORINA GENGIVE Descrizione Collutorio indicato nelle condizioni di infiammazione e sanguinamento delle gengive, gonfiore, retrazioni, scalature e tasche gengivali, complicazioni associate a procedure dentali e altri traumi tissutali (abrasione, estrazioni dentali, recupero post-chirurgico ecc.). Il prodotto è caratterizzato dalla presenza del complesso laluvance Complex, associazione brevettata di acido ialuronico, perossido di idrogeno e glicina. Favorisce la guarigione* e allevia il dolore. Ideale per mantenere una corretta igiene della bocca e può essere utilizzato per periodi più lunghi rispetto a prodotti contenenti clorexidina, senza discolorare i denti e senza effetti collaterali. *Promuove il naturale processo di guarigione. Senza alcool e senza clorexidina. Modalità d'uso Agitare la bottiglia prima dell'uso. Il prodotto è pronto per l'uso, non necessita di diluizioni. Componenti Aqua, hydrogen peroxide, PEG-40 hydrogenated castor oil, xanthan gum, VP/dimethiconylacrylate/polycarbamyl polyglycol ester, glycine, sodium hyaluronate, sodium saccharin, aroma, oxyquinoline sulfate, limonene, phenoxyethanol, caprylyl glycol, hexylene glycol. Senza glutine e senza lattosio. Avvertenze Controindicato per i pazienti con ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti. Non risciacquare con acqua. Non mangiare o bere per almeno un'ora dopo ogni applicazione. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata o dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato. Chiudere il flacone dopo l'uso. Non ingoiare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non sono disponibili dati sull'utilizzo nei bambini, negli anziani e nelle donne in stato di gravidanza. Conservazione Conservare tra 5 °C e 25 °C, lontano dal calore diretto. Formato Flacone da 200 ml. Cod. 48400106