

## FITOSTIMOLINE\*10 garze 15%

**Marchio:** FITOSTIMOLINE  
**Codice Min.:** 009115039  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE**FITOSTIMOLINE CREMA - GARZE  
**I M P R E G N A T E C A T E G O R I A**  
**FARMACOTERAPEUTICA**Cicatrizzanti.  
**PRINCIPI ATTIVI**15 %  
Crema: 100 g di crema contengono 15 g di estratto acquoso di  
Triticum vulgare (residuo secco pari a 200 mg/100 ml). 15 %  
Garze impregnate: ogni garza e' impregnata a saturazione con 4  
g di crema contenente, in 100 g, estratto acquoso di Triticum  
vulgare (residuo secco pari a 200 mg/100 ml) 15  
g.  
**ECCIPIENTI**15 % Crema: 2-fenossietanolo; macrogol 400;  
macrogol 1500; macrogol 3000; macrogol 4000; paraffina  
liquida; alcool cetilico; alcool stearilico ; glicerina; acqua

depurata. 15 % Garze impregnate: 2-fenossietanolo; macrogol 400; macrogol 600; macrogol 1500;  
macrogol 4000; glicerina; acqua depurata.  
**INDICAZIONI**15 % Crema e 15 % Garze impregnate:  
t r a t t a m e n t o d e l l e u l c e r e e d e l l e p i a g h e d a  
decubito.  
**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo ad uno qualsiasi  
degli eccipienti.  
**POSOLOGIA**Crema: il trattamento comporta per lo meno due applicazioni di crema al  
giorno. Tali applicazioni, secondo l'entita', estensione ed ubicazione delle manifestazioni, possono  
ridursi a semplici massaggi di assorbimento, cosi' come puo' rendersi necessario ricoprire la parte  
secondole modalita' di applicazione suggerite. Modalita' di applicazione: per aprire la prima volta il tubo,  
perforare la membrana protettiva del tubo utilizzando il perforatore contenuto nella parte superiore del  
tappo di chiusura. Spalmare quanto occorre di crema sulla parte e ricoprire con garza sterile,  
eventualmente imbibita con la stessa crema allo scopo di mantenere la morbidezza e la plasticita'  
dell'applicazione. Nelle successive medicazioni, salvo specifiche controindicazioni, si potra' procedere ad  
un preventivo lavaggio della parte con semplice acqua sterile, in quanto la crema e' completamente  
idrodispersibile e non lascia residui. Garze impregnate: il trattamento va da una a due applicazioni al  
giorno avendo cura che la medicazione resti sempre umida, morbida e plastica. Modalita' di  
applicazione: prelevare la garza con una pinza sterile ed applicarla direttamente sulla parte  
preventivamente detersa e disinfettata. Ricoprire con garza sterile e quindi con cotone idrofilo (quando  
trattasi di piaghe molto secernenti). Nelle successive medicazioni, salvo specifiche controindicazioni, si  
potra' procedere ad un preventivo lavaggio della parte con sola acqua sterile, in quanto la crema e'  
completamente idrodispersibile e non lascia residui.  
**CONSERVAZIONE**Crema: conservare il prodotto a  
temperatura non superiore a 30 gradi C. Garze impregnate: conservare il prodotto a temperatura non  
superiore a 30 gradi C.  
**AVVERTENZE**L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico,  
puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove cio' si verifici, occorre sospendere il trattamento

ed istituire, se necessario, una terapia idonea. Altrettanto dicasi in caso di sviluppo di germi insensibili. La crema contiene alcool cetilico e stearilico: possono causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).INTERAZIONI Non sono note interazioni od incompatibilita'.EFFETTI INDESIDERATI Non si segnalano manifestazioni cliniche collaterali ne' effetti secondari indesiderati.GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO La crema e le garze impregnate possono essere impiegati senza inconvenienti in corso di gravidanza e di allattamento.