

GEL VAGINALE FITOSTIMOLINE SEPTAGEL 30 G CON 6 APPLICATORI MONOUSO

Marchio: FITOSTIMOLINE
Codice Min.: 982934010
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Fitostimoline SEPTAGEL Descrizione Dispositivo medico costituito da un gel per uso ginecologico contenuto in un tubo di alluminio con applicatori monouso. Forma un film protettivo sulla mucosa vaginale contribuendo a ricreare condizioni favorevoli al ripristino del microambiente vaginale durante la manifestazione di affezioni fisiologiche e distrofiche. La presenza di poliesanide riduce il rischio di contaminazione batterica. Rigenase è uno specifico estratto di grano. Modalità d'uso Modalità di applicazione: 1) Perforare la prima volta il tubo di gel, utilizzando il perforatore contenuto nella parte superiore del tappo di chiusura. 2) Avvitare un applicatore vaginale. 3) Premere il tubo

di gel fino al riempimento totale dell'applicatore. 4) Svitare l'applicatore dal tubo, introdurlo in vagina e premere lo stantuffo fino al termine della sua corsa. 5) Ogni applicatore va utilizzato una sola volta. Frequenza del trattamento: 1 applicazione ogni 3 giorni. Componenti Rigenase, glicerina, idrossietilcellulosa, fenossietanolo, polietilenglicole 400, poliesanide, acqua depurata. Avvertenze È importante segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati. Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti. L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifici, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea. Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Conservazione Conservare il prodotto ad una temperatura non superiore ai 30 °C. Non congelare. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Tubo da 30 g con 6 applicatori monouso. Cod. 007611