

GOCCE OCULARI LENITIVE STERILENS IDRA MULTIACTIVE PLUS 10 FIALE MONODOSE RICHIUDIBILI DA 0,5 ML

Marchio: -
Codice Min.: 981459872
Link: [clicca qui per acquistare](#)



STERILENS IDRA MultiActive plus Descrizione Soluzione coadiuvante per la prevenzione degli occhi rossi e affaticati. Adatto per coloro che soffrono di secchezza oculare, scarsa lacrimazione ed arrossamento dovuto ad agenti esterni e condizionanti dall'uso delle lenti a contatto. Lubrificante e rinfrescante dona un senso di sollievo immediato in condizioni di occhi stanchi e arrossati. La formulazione utilizza nuove molecole di origine vegetale e si avvale delle proprietà dell'echinacea. L'aggiunta di sodio ialuronato incrementa la lubrificazione ed il comfort soprattutto in caso di occhi secchi. Infine la presenza dell'eufrasia, dà sollievo in caso di

lacrimazioni, arrossamenti e gonfiore. Modalità d'uso Aprire la busta protettiva di alluminio. Separare una fiala monodose dalla barretta di 5 contenitori. Ruotare e rompere il tappo della fiala. Premere delicatamente il corpo della fiala monodose ed instillare 2/3 gocce in ogni occhio. Dopo l'instillazione richiudere immediatamente la fiala. Il prodotto in fiala è monopaziente. Componenti Acido etilendiamminico tetraacetico 0,023%, acido ialuronico 0,2%, camomilla, eufrasia, echinacea, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico, sodio fosfato monobasico, acqua depurata. Avvertenze Lavare accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto. Per evitare qualsiasi contaminazione, non toccare con le dita né con altri oggetti la punta dell'erogatore. Non utilizzare se il sigillo non è integro. Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a qualche componente. In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultare lo specialista. Non usare dopo la data di scadenza. Non ingerire e tenere fuori dalla portata dei bambini. Sterile fino all'apertura. Conservazione Conservare tra i 5 °C e i 30 °C. Conservare le fiale non utilizzate nella busta di alluminio sino al termine del contenuto della busta. Validità post-apertura: 12 ore. Formato 10 fiale monodose richiudibili da 0,5 ml Cod. 312