

GOCCE OCULARI TRIMIX 8 ML

Marchio: OFFHEALTH
Codice Min.: 979418860
Link: [clicca qui per acquistare](#)



TriMix COLLIRIO Descrizione Soluzione oftalmica protettiva, idratante e lubrificante a base di acido ialuronico sale sodico cross-linkato, trealosio, stearilamina e liposomi, formulata per il ripristino delle proprietà fisiologiche della superficie oculare. La combinazione di acido ialuronico cross-linkato e trealosio conferisce al prodotto un'elevata viscoelasticità, assicurando un alto grado di idratazione e permanenza sulla superficie oculare, tale da alleviare i sintomi associati all'occhio secco e all'irritazione oculare che ne consegue. Il trealosio ha proprietà stabilizzanti e protettive delle membrane cellulari, prevenendo la denaturazione delle proteine e la degradazione dei lipidi contribuendo a ridurre i fenomeni infiammatori. I liposomi sono noti per le loro proprietà lenitive ed emollienti, oltre che per la loro capacità di fungere da vettore, aumentando la biodisponibilità delle sostanze che trasportano e di stabilizzare la

componente lipidica del film lacrimale. La stearilamina veicolata dai liposomi per la sua carica positiva, permette una migliore adesività sulla superficie epiteliale e contribuisce ad inibire l'accrescimento microbico. La combinazione delle proprietà sopra riportate fa di TriMIX un efficace protettore della superficie oculare con effetti antiossidanti che può anche favorire la riparazione dei tessuti oculari lesi chirurgicamente o in seguito a traumi meccanici, chimici o ad insulti ambientali. Trattamento delle alterazioni del film lacrimale e della superficie oculare tipiche dell'occhio secco, causate da fattori ambientali o iatrogeni: o interventi chirurgici oculari o utilizzo prolungato di schermi digitali o permanenza in ambienti climatizzati o secchi o esposizione prolungata ai raggi solari Il prodotto può essere somministrato anche durante l'uso di lenti a contatto. Utile durante e dopo: o l'esposizione prolungata ai raggi solari; o la permanenza in ambienti climatizzati o secchi; o l'utilizzo prolungato di schermi digitali; o interventi chirurgici oculari. Modalità d'uso Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio 2-3 volte al giorno o secondo il parere del medico. Componenti Acido ialuronico sale sodico cross-linkato, trealosio, stearilamina, liposomi (fosfolipidi S80) in soluzione acquosa tamponata a pH fisiologico. Avvertenze - Non utilizzare il prodotto se allergici o con ipersensibilità nota ad uno qualsiasi dei componenti. - In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico. - Il prodotto è sterile fino all'apertura del flacone. - Utilizzare il prodotto entro 60 giorni dall'apertura. - Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. - Non usare il prodotto se il flaconcino è danneggiato. - Solo per uso oftalmico esterno. - Non toccare gli occhi, le zone circostanti o altre superfici con la punta del flacone. - Richiudere bene il flacone dopo l'uso. - In caso di instillazione di più prodotti lasciare un intervallo di almeno 10 minuti tra le applicazioni. - Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare il prodotto a temperatura inferiore a 25°C e superiore a 2°C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Validità post-apertura: 60 giorni. Formato Flacone da 8 ml. Cod. 0220I