

## GORGOGLIATORE E OCCHIALI GORGOFAR RICAMBIO PER UMIDIFICATORE PER OSSIGENOTERAPIA

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 908559026  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**UMIDIFICATORE PER OSSIGENOTERAPIA** Descrizione Umidificatore monouso per ossigenoterapia con filtro silenziatore. Prodotto senza lattice. Caratteristiche tecniche -Tubo di raccordo all'ossigeno: prolunga antischiacciamento 75 cm con attacco femmina universale; raccordo verde 4 cm, Ø int. 4 mm. -Connessione lato paziente: connettore uscita maschio 16 mm, Ø ext. 6 mm. -Conformità alla normativa: Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIA. -Immagazzinamento: temperatura: 0°C-50°C; umidità relativa: 20%-80%. -Scadenza: 5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione. Composizione Tappo: polipropilene PP. Flacone: PET. Guarnizione: gel siliconico. Tubi int./est. e laccetto di sostegno: PVC medicale. Filtro silenziatore: polietilene microporoso PE. Formato 1 umidificatore monouso. Cod. FAR 088