

## IMMUNODROP SAKEI SOLUZIONE OFTALMICA 8 ML

**Marchio:** FB VISION  
**Codice Min.:** 942804295  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**Immunodrop Sakei** Descrizione Dispositivo medico utile nella protezione e stabilizzazione della superficie oculare, particolarmente indicato nelle sintomatologie derivate da alterazione del film lacrimale come occhio arrossato, occhio irritato da agenti esterni o occhio secco. I benefici clinici di Immunodrop si esplicano in quanto i singoli componenti, attraverso un effetto di ricostruzione del film lacrimale e di aumento dell'adesione dei batteri positivi naturalmente presenti sulla superficie oculare, stabilizzano il film lacrimale e ripristinano la naturale barriera di protezione nei confronti di agenti microbici esterni, inquinanti e sostanze ambientali. Immunodrop è utile anche nel ripristinare il normale equilibrio del film lacrimale, che risulta alterato in corso di o in seguito ad infezioni (congiuntiviti, blefariti,

blefarocongiuntiviti ed orzaiolo), anche ricorrenti, e dopo chirurgia oculare. Il flacone è dotato di un sistema tecnologico che permette la conservazione del prodotto senza ricorso a conservanti. L'assenza di conservanti costituisce una ulteriore prevenzione delle irritazioni della superficie oculare. Modalità d'uso Instillare una o due gocce in ciascun occhio 3-4 volte al giorno o secondo parere del medico. Componenti Miscela fosfolipidica da lisato batterico di *Lactobacillus sakei* al 4%, idrossipropilmetilcellulosa, acido bórico, cloruro di sodio, acqua depurata. Avvertenze Lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto. Non utilizzare il prodotto se allergici o con ipersensibilità nota ad uno qualsiasi dei componenti. Non utilizzare su lenti a contatto indossate. Non utilizzare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione. Richiudere bene il flacone dopo l'uso. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sul flacone. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico. Prestare attenzione affinché la punta del flacone non entri in contatto con l'occhio. Conservazione Conservare tra i 5°C e i 25°C, al riparo dai raggi solari e da fonti di calore. Validità a confezionamento integro: 24 mesi Validità post-apertura: 28 giorni Formato Flaconcino contagocce da 8 ml Cod. FBV0007