

IRIDIUM A FREE 10 ML

Marchio: IRIDIUM
Codice Min.: 971528219
Link: [clicca qui per acquistare](#)



IRIDIUM A free Soluzione Oftalmica (Sodio ialuronato, Echinacea estratto ed Aminoacidi senza conservanti) Componenti 100 ml contengono: - Acido ialuronico sale sodico: 0,150 g - Echinacea estratto: 0,200 g - L-prolina: 0,0752 g - L-glicina: 0,100 g - L-lisina HCl: 0,014 g - L-leucina: 0,0108 g - Soluzione isotonica tamponata: quanto basta a 100 ml
Descrizione Il prodotto è costituito da una soluzione oftalmica senza conservanti sterile contenente acido ialuronico ed estratto di Echinacea che ha lo scopo di proteggere l'epitelio corneale e di contribuire ad aumentare le difese biologiche del film lacrimale tramite una migliore stabilizzazione e conservazione delle sue caratteristiche. L'Acido ialuronico è un mucopolisaccaride che entra a far parte di numerosi tessuti

dell'organismo. Ha la proprietà di aderire al muco della superficie oculare proteggendola, umidificandola e lubrificandola. Per le sue caratteristiche mucoadesive permane a lungo sulla superficie dell'occhio e stabilizza il film lacrimale. L'estratto di Echinacea contiene delle sostanze che si sono dimostrate in grado di coadiuvare il mantenimento delle difese immunitarie del film lacrimale e di facilitare i processi riparativi della superficie oculare. L'estratto di Echinacea si caratterizza anche per le sue proprietà inibenti la ialuronidasi. Gli aminoacidi L-prolina, L-glicina, L-lisina cloridrato e L-leucina, contenuti nel prodotto, aumentano la lubrificazione della superficie oculare e possono contribuire al miglioramento della protezione degli epitelii sottoposti a stress di varia natura. L'assenza di conservanti nella soluzione contribuisce ad aumentare la sicurezza di impiego del prodotto e a renderlo indicato anche nei portatori di lenti a contatto. **Indicazioni** Sostituto lacrimale utile per la protezione della cornea e per l'aumento delle difese naturali della superficie oculare, anche in presenza di lesioni chirurgiche o traumatiche. **Modalità d'uso** Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale 2-3 volte al giorno, o secondo prescrizione medica. Il prodotto può essere instillato nell'occhio anche quando si indossano lenti a contatto o sulla superficie interna della lente a contatto prima della sua applicazione. **Controindicazioni** Ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto o altre sostanze correlate dal punto di vista chimico. **Precauzioni ed avvertenze** Richiudere bene il flacone dopo l'uso. Per eliminare il rischio di contaminazione della soluzione, evitare che il goccimetro entri in contatto con l'occhio o con altri oggetti. Non utilizzare in caso di infezione agli occhi. In caso di somministrazione di soluzioni oftalmiche a scopo curativo consultare il medico. Prima dell'uso verificare che il prodotto sia integro. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sul flacone. Non conservare al di sopra di 25°C. Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini. **Effetti collaterali** Non sono stati riportati effetti indesiderati dopo l'uso del prodotto. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico. Dopo l'applicazione del prodotto può risultare un lieve e passeggero

offuscamento visivo. Formato 10 ml Cod. 6731