

MEDICAZIONE MEPIFORM ATRAUMATICA PER CICATRICI E CHELOIDI NON STERILE 4X30CM 5 PEZZI

Marchio: Molnlycke Health Care
Codice Min.: 920323502
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Mepiform Dispositivo Medico CE, classe I. Medicazione in silicone morbido con Tecnologia Safetac, sottile, flessibile, delicata e discreta. Mepiform è utile per prevenire, appiattare, ridurre e ammorbidire cicatrici ipertrofiche e cheloidi, sia di nuova che di vecchia formazione. Grazie alla Tecnologia Safetac, aderisce delicatamente alla cute fragile e non causa dolore al momento della rimozione. Può essere indossata durante tutte le attività quotidiane. È impermeabile e riutilizzabile, può essere indossata fino a 7 giorni. Il suo colore è così simile al colore della pelle da renderla praticamente invisibile. Clinicamente testata. Modalità d'uso Rimuovere la pellicola protettiva. Se necessario, tagliare la medicazione secondo le dimensioni delle cicatrici. Applicare Mepiform sulla cicatrice. Riapplicare dopo la detersione quotidiana della zona trattata.

Formato Confezione da 5 pezzi. Dimensioni: cm 4 x 30 - cm 5 x 7,5 - cm 10 x 18. Cod. 293640 / 293740 / 293750