

## OCTILIA NATURAL GOCCE OCCHI IRRITATI E ARROSSATI 10 FLACONCINI MONODOSE 0,5 ML

**Marchio:** OCTILIA  
**Codice Min.:** 905030591  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Octilia Natural GOCCE OCULARI MONODOSE Dispositivo Medico CE. Soluzione a base di acqua distillate di Fiordaliso e Camomilla e di Acido ialuronico. Il Fiordaliso è noto per le sue proprietà astringenti, decongestionanti ed antiarrossanti, mentre la Camomilla possiede un'azione lenitiva, calmante e rinfrescante. L'Acido ialuronico è impiegato per la sua azione idratante che contrasta la secchezza oculare. Octilia Natural Gocce Oculari Monodose hanno un'azione umettante, a pH fisiologico. Le acque vegetali alleviano l'arrossamento, l'affaticamento e il senso di fastidio agli occhi e alla mucosa oculare causati da fattori ambientali (vento, fumo, inquinamento, esposizione prolungata a raggi solari, salsedine, acqua del mare e della piscina) o dovuti ad intenso

impegno per studio, lavoro ed uso prolungato del computer o un lungo periodo di guida. L'Acido ialuronico contribuisce ad idratare e lubrificare la cornea e la congiuntiva in caso di secchezza oculare legata a fattori ambientali o all'uso di lenti a contatto. Senza conservanti. Componenti Acqua distillata di: fiordaliso, camomilla; acido ialuronico, sale sodico, sodio fosfato bibasico eptaidrato, sodio fosfato monobasico biidrato, sodio cloruro, acqua ppi (per preparazioni iniettabili) quanto basta a 100 ml. Modalità d'uso Staccare il monodose dallo strip, aprirlo ruotando e poi sollevando il tappo di chiusura. Riporre il tappo con il perno di chiusura verso l'alto. Instillare 2-3 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flaconcino. Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flaconcino: il contenuto può essere riutilizzato entro le successive 12 ore. Può essere utilizzato anche da coloro che portano lenti a contatto. È indicato anche per un uso frequente, più volte al giorno. Avvertenze Solo per uso oftalmico. Non utilizzare se il contenuto risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso. Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore. Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico. La sterilità è garantita solo se il monodose è sigillato. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Validità a confezione integra: 36 mesi. Formato 10 flaconcini monodose richiudibili da 0,5 ml equivalenti a circa 10 gocce.