

## PEDIANASAL IPER SOLUZIONE IPERTONICA CON ACIDO IALURONICO 20FLACONCINI MONODOSE DA 5 ML

Marchio: -  
Codice Min.: 977549144  
Link: [clicca qui per acquistare](#)



PediaNasal IPER ialu flaconcini Descrizione Dispositivo medico CE. Sterile. otto naturale a base di acqua di mare e acido ialuronico utile per proteggere e riportare alle normali condizioni fisiologiche le mucose delle vie respiratorie di bambini e adulti. Ideale sia per la pulizia di routine che come coadiuvante nelle terapie di raffreddori, sinusiti, riniti e di terapie farmacologiche. L'azione sinergica dell'acqua di mare e dell'acido ialuronico aiuta a favorire l'idratazione delle mucose e la fluidificazione del muco in eccesso, facilitando così la rimozione e il drenaggio delle secrezioni e garantendo la pulizia delle fosse nasali. Privo di conservanti. Modalità d'uso Leggere

attentamente le istruzioni riportate nel foglietto illustrativo contenuto all'interno della confezione. Per un corretto utilizzo si consiglia: nei lattanti: instillare alcune gocce in ciascuna narice più volte durante la giornata; nei bambini a partire da 1 anno: eseguire lavaggi completi con 1 flaconcino una volta al giorno; negli adulti: effettuare lavaggi completi con 1 flaconcino due volte al giorno. Componenti Acqua, acqua di mare, sodio ialuronato, sodio cloruro, potassio fosfato monobasico e potassio fosfato bibasico. Avvertenze Tenere il preparato fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non utilizzare per uso diverso da quello indicato. Non ingerire. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso qualsiasi componente del prodotto. L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione esterna e stampata su ogni flaconcino. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Conservazione Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore. Validità a confezione integra: 36 mesi. In caso di utilizzo parziale del flaconcino monodose, richiudere lo stesso utilizzando l'apposito tappo (capovolto) e conservare in frigorifero. Utilizzare comunque il rimanente prodotto entro 24 ore dalla prima apertura. Formato Astuccio da 20 flaconcini da 5 ml.