

## PRONTOSAN WOUND GEL SOLUZIONE DETERGENTE IDRATANTE 50 G

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 923564684  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Prontosan Wound Gel X Per la detersione, decolonizzazione e idratazione delle ferite cutanee acute e croniche. Avvertenze Rimuovere e lavare indumenti contaminati prima di riutilizzarli. In caso di malessere consultare il medico. Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di fumi dovuti a surriscaldamento o combustione. In caso di disturbi ricorrere alle cure mediche. In seguito ad inalazione: In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico. In seguito a contatto con la pelle Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un medico. In seguito a contatto con gli occhi: Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua. Consultare subito il medico. La decisione di provocare

il vomito o no incombe al medico. Formato Tubetto gel da 50 g Cod.400517