

RILASTIL ELASTICIZZANTE CREMA PELLI SECHE ED ANELASTICHE 200 ML

Marchio: RILASTIL
Codice Min.: 981968593
Link: [clicca qui per acquistare](#)



RILASTIL ELASTICIZZANTE Descrizione Crema dall'elevato potere tonificante, idratante ed emolliente degli strati superficiali dell'epidermide, che aiuta a mantenere il giusto grado di elasticità della pelle e ne contrasta il rilassamento. Arricchita con l'esclusivo DNA sodico. Adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili. Utilizzabile anche in gravidanza. Contribuisce al miglioramento estetico delle cicatrici anche in età pediatrica. Sodium DNA: favorisce il ripristino dell'elasticità cutanea. Estratto pisum sativum: protegge la cute dalla degradazione delle fibre di elastina e collagene. Olio di crusca di riso: favorisce i fisiologici processi di riparazione cutanea. Senza derivati del grano. Ipoallergenico Non comedogenico, ipoallergenico, clinicamente e dermatologicamente testato. Testato per nichel, cobalto, cromo, palladio e mercurio.

Modalità d'uso Fino a quando la ferita avrà una colorazione rossastra, applicare Rilastil

Elasticizzante Fiale, picchiettando dolcemente il contenuto senza massaggiare, due volte al giorno. Una volta superata la fase infiammatoria della cicatrice, quando questa avrà assunto una colorazione bianca, proseguire il trattamento, applicando Rilastil Elasticizzante Crema due o più volte al giorno con massaggio. Componenti Aqua (water), PEG-6 stearate, PEG-8, olus (vegetable) oil, PEG-32 stearate, bis-diglyceryl polyacyladipate-1, sorbitol, stearic acid, tapioca starch, panthenol, Oryza sativa (rice) bran oil, sodium PCA, leuconostoc/radish root ferment filtrate, sodium DNA, glycerin, dimethicone, oryzanol, niacinamide, arginine, lactic acid, Pisum sativum (pea) extract, leucine, isoleucine, valine, proline, tocopheryl acetate, lysine, pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, mannitol, Faex (yeast) extract, polymethylsilsesquioxane, phenoxyethanol, chlorphenesin, o-cymen-5-ol, disodium EDTA, parfum (fragrance). Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Validità a confezionamento integro: 30 mesi. Validità post-apertura: 8 mesi. Formato Tubo da 200 ml Cod. I15V03570