

## STILLADAY FORTE 0,3% 10 ML SOLUZIONE ISOTONICA TAMPONATA E STERILE CON ACIDO IALURONICO SALE SODICO

**Marchio:** STILLA  
**Codice Min.:** 934855560  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



STILLA DAY FORTE Descrizione Soluzione isotonica tamponata e sterile, contenente acido ialuronico sale sodico. La soluzione è indicata ad essere instillata in gocce quale sostituto lacrimale, per la protezione corneale durante l'uso delle lenti a contatto. Dà sollievo dopo stress meccanico dovuto all'uso di lenti a contatto. Ingredienti Acido ialuronico sale sodico, potassio fosfato monobasico, sodio cloruro, sodio idrato, sodio edetato, potassio cloruro, N-idrossimetil glicinato, acqua per preparazioni iniettabili. Modalità d'uso Dopo aver lavato bene le mani con il sapone, aprire il flacone e instillare nel sacco lacrimale una o due gocce per occhio. Effettuare due o tre volte al giorno oppure secondo prescrizione medica. Avvertenze Non utilizzare il prodotto dopo la scadenza. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti. In caso di

reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico. Non usare il flacone se danneggiato. Conservazione Non conservare al di sopra dei 25°C e tenere lontano da fonti di calore. Validità post-apertura: 30 giorni. Formato Flacone da 10 ml. Cod. 415726