

## SYSTANE COMPLETE SENZA CONSERVANTI 10 ML

**Marchio:** SYSTANE  
**Codice Min.:** 983704471  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**Systane COMPLETE** Descrizione Collirio lubrificante. Sollievo completo per l'occhio secco. Per ogni tipo di occhio secco e irritato. Idrata e protegge tutti gli strati del film lacrimale. Per il sollievo temporaneo dalle sensazioni di bruciore e irritazione causate da secchezza oculare. Può essere utilizzato anche prima dell'inserimento e dopo la rimozione delle lenti a contatto. Priva di conservanti. Potrebbe contenere acido cloridrico e/o sodio idrossido per regolare il pH. Modalità d'uso Agitare bene prima dell'uso. Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio interessato secondo necessità, aprire e chiudere le palpebre. Dopo l'uso, prima di mettere il tappo sul flacone, agitare il flacone verso il basso per eliminare i residui di prodotto eventualmente rimasti sulla punta. Chiudere il flacone. Componenti Emulsione bianca sterile contenente glicole propilenico, idrossipropil guar, olio minerale, dimiristoil fosfatidilglicerolo, polioxil-40-stearato, sorbitano tristearato, acido borico, sorbitolo e acqua depurata. Avvertenze Le persone allergiche a uno o più dei componenti contenuti, non devono usare questo prodotto. Se si manifestano fastidio persistente agli occhi, eccessiva lacrimazione, alterazioni della vista o arrossamento dell'occhio, smettere di usare il prodotto e consultare lo specialista di fiducia perché il problema potrebbe diventare più grave. L'offuscamento temporaneo della visione o altri disturbi visivi possono alterare la capacità di guidare o utilizzare macchinari. In caso di visione offuscata dopo l'applicazione, attendere che la visione torni nitida prima di mettersi alla guida o utilizzare macchinari. Conservazione Conservare a temperatura compresa tra 2 e 30 °C. Validità confezionamento integro: 24 mesi. Validità post-apertura: 3 mesi. Formato Flacone da 10 ml. Cod. 100280271