

XAILIN FRESH GOCCE OCULARI CARBOSSIMETILCELLULOSA 0,5% 30 FLACONCINI MONODOSE 0,4 ML

Marchio: XAILIN
Codice Min.: 925596823
Link: [clicca qui per acquistare](#)

Xailin Fresh Dispositivo Medico CE 0120, classe IIa. Collirio contenente carmellosa sodica 0,5%. Quando gli occhi diventano rossi e dolenti, danno una sensazione di prurito, granulosità o bruciore, si tratta probabilmente della sensazione di occhio secco, che può essere alleviata con Xailin Fresh monodose senza conservanti. L'ingrediente lubrificante, la carmellosa, allevia i sintomi della sensazione di secchezza oculare con la sua goccia calmante. Xailin Fresh può anche essere utilizzato come soluzione idratante per lenti a contatto. Modalità di utilizzo 1. Staccare il flaconcino da utilizzare. 2. Per aprire, girare e tirare la linguetta da rimuovere. 3. Inclinare la testa indietro e guardare in alto. 4. Abbassare delicatamente la palpebra inferiore, inserire una goccia di Xailin Fresh nella fessura tra l'occhio e la palpebra e chiudere e riaprire l'occhio un paio di volte per diffondere. 5. Ripetere il procedimento per l'altro occhio, se vi è stato indicato di applicare Xailin Fresh in entrambi gli occhi. 6. Eliminare il flaconcino dopo l'uso singolo. Il dosaggio usuale è di una goccia da applicare da 2 a 4 volte al giorno secondo necessità, o come indicato dal proprio medico curante. È anche possibile applicare 1-2 gocce direttamente sulla lente a contatto prima dell'applicazione. Il medico curante potrà consigliare di usare questo prodotto in modo diverso, si consiglia pertanto di seguire le sue indicazioni su come e quando utilizzare questo prodotto e leggere l'etichetta. Non è previsto un dosaggio specifico per i bambini. Avvertenze Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per uso oftalmico. Non ingerire. Non utilizzare se il flaconcino non è integro. Non usare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti. Consultare il proprio medico, farmacista o ottico in caso di gravidanza o allattamento al seno. In caso di dubbi sull'utilizzo di Xailin Fresh, consultare il proprio medico curante, il farmacista o l'ottico. Se il fastidio persiste, consultare il proprio medico, farmacista o ottico. Non toccare la punta del flaconcino con l'occhio o con qualsiasi altra superficie. Eliminare il flaconcino monodose dopo la prima apertura. Non condividere Xailin Fresh Collirio con altre persone. Lasciare trascorrere almeno 30 minuti tra una somministrazione e l'altra di altri farmaci oftalmici. Xailin Fresh Collirio può causare una visione offuscata dopo l'applicazione. Attendere che la visione sia limpida prima di guidare o usare macchinari. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservazione Conservare tra 1 °C e 25°C. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione o stampata sull'etichetta. Componenti Carmellosa sodica 0,5% m/v; cloruro di sodio; cloruro di calcio diidrato; cloruro di potassio; magnesio cloruro esaidrato; soluzione di sodio lattato; idrossido di sodio; acido cloridrico; acqua per preparazioni iniettabili. Formato 30 flaconcini monodose. Cod. 01705117M4